

Épaisseur de la coquille

L'épaisseur de la coquille est déterminée à l'aide d'une sonde de mesure spéciale. Une sonde micrométrique "normale" comporte deux surfaces de mesure parallèles. Celles-ci ne conviennent pas pour déterminer l'épaisseur de la coquille en raison de la courbure de la coquille de l'œuf.

Nous fournissons une sonde de mesure spéciale avec une surface de contact arrondie et proposons un support pratique adapté à la sonde de mesure.

La sonde de mesure est disponible avec ou sans câble de données.

La sonde de mesure peut être connectée directement à votre ordinateur.

