



## Option



ATAGO a commencé à fournir la Solution de Saccharose (10%, 30%, 50%) pour la confirmation Brix. (Série RX sauf <RX-007α>)

Solution Sucrée (pour la confirmation de Brix) 10% ( $\pm 0.03\%$ )



Nom des pièces	Solution Sucrée 10% ( $\pm 0.03\%$ )	Référence	RE-110010
Concentration Brix	10.00 $\pm$ 0.03%	Contenance	Environ 5ml
* Durée de conservation pour ces solutions est 6 semaines.			
Produits concernés			
Numérique à main Réfractomètre PAL-1		Réfractomètres à main HSR-500	
Numérique à main Réfractomètre PAL-3		Réfractomètres vin MASTER-TA	
Numérique à main Réfractomètre PAL-α		Réfractomètres vin MASTER-OE	
Numérique à main Réfractomètre PAL-Pâtissier		Réfractomètres vin MASTER-GOE	
Réfractomètres à main MASTER-α		Réfractomètres vin MASTER-KMW	
Réfractomètres à main MASTER-T		Réfractomètres vin MASTER-BAUME	
Réfractomètres à main MASTER-M		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-32α	
Réfractomètres à main MASTER-53α		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-101α	
Réfractomètres à main MASTER-53T		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-201α	
Réfractomètres à main MASTER-53M		Réfractomètres digitaux SMART-1	
Réfractomètres à main MASTER-50H		Réfractomètres Abbe NAR-1T LIQUID	
Réfractomètres à main ATC-20E		Réfractomètres Abbe NAR-1T SOLID	
Réfractomètres à main N-10E		Réfractomètres Abbe NAR-2T	
Réfractomètres à main N-20E		Réfractomètres Abbe NAR-3T	
Anciens produits concernés			
Réfractomètres à main N-1α		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-2	
Réfractomètres à main N-1E		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-101	
Réfractomètres à main N-50E		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-201	
Réfractomètres à main ATC-1		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-100	
Réfractomètres à main ATC-1E		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-200	
Réfractomètres à main N1		Réfractomètres digitaux DBX-55	
Réfractomètres à main N10		Réfractomètres digitaux DBX-55A	
Réfractomètres à main N20		Réfractomètres digitaux RX-1000	
Réfractomètres à main H-50		Réfractomètres digitaux RX-3000	
Réfractomètres digitaux "Palette" PR-1		Réfractomètres Abbe NAR-1T	

Solution Sucrée (pour la confirmation de Brix ) 30% (±0.03%)



Nom des pièces	Solution Sucrée 30% (±0.03%)	Référence	RE-110030
Concentration Brix	30.00 ± 0.03%	Contenance	Environ 5ml
* Durée de conservation pour ces solutions est 6 semaines.			
Produits concernés			
Numérique à main Réfractomètre PAL-1		Réfractomètres à main HSR-500	
Numérique à main Réfractomètre PAL-3		Réfractomètres vin MASTER-TA	
Numérique à main Réfractomètre PAL-α		Réfractomètres vin MASTER-OE	
Numérique à main Réfractomètre PAL-Pâtissier		Réfractomètres vin MASTER-GOE	
Réfractomètres à main MASTER-α		Réfractomètres vin MASTER-KMW	
Réfractomètres à main MASTER-T		Réfractomètres vin MASTER-BAUME	
Réfractomètres à main MASTER-M		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-32α	
Réfractomètres à main MASTER-2α		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-101α	
Réfractomètres à main MASTER-2T		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-201α	
Réfractomètres à main MASTER-2M		Réfractomètres digitaux SMART-1	
Réfractomètres à main MASTER-53α		Réfractomètres Abbe NAR-1T LIQUID	
Réfractomètres à main MASTER-53T		Réfractomètres Abbe NAR-1T SOLID	
Réfractomètres à main MASTER-53M		Réfractomètres Abbe NAR-2T	
Réfractomètres à main MASTER-50H		Réfractomètres Abbe NAR-3T	
Réfractomètres à main MASTER-80H			
Anciens produits concernés			
Réfractomètres à main N-1α		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-101	
Réfractomètres à main N-1E		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-201	
Réfractomètres à main N-50E		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-100	
Réfractomètres à main ATC-1		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-200	
Réfractomètres à main ATC-1E		Réfractomètres digitaux DBX-55	
Réfractomètres à main N1		Réfractomètres digitaux DBX-55A	
Réfractomètres à main H-50		Réfractomètres digitaux RX-1000	
Réfractomètres à main H-80		Réfractomètres digitaux RX-3000	
Réfractomètres digitaux "Palette" PR-1		Réfractomètres Abbe NAR-1T	
Réfractomètres digitaux "Palette" PR-2			

Solution Sucrée (pour la confirmation de Brix ) 50% (±0.05%)



Nom des pièces	Solution Sucrée 50% ( $\pm 0.05\%$ )	Référence	RE-110050
Concentration Brix	50.00 $\pm$ 0.05%	Contenance	Environ 5ml
* Durée de conservation pour ces solutions est 6 semaines.			
Produits concernés			
Numérique à main Réfractomètre PAL-1		Réfractomètres à main MASTER-53M	
Numérique à main Réfractomètre PAL-2		Réfractomètres à main MASTER-50H	
Numérique à main Réfractomètre PAL-3		Réfractomètres à main MASTER-80H	
Numérique à main Réfractomètre PAL- $\alpha$		Réfractomètres à main MASTER-93H	
Numérique à main Réfractomètre PAL-Pâtissier		Réfractomètres à main HSR-500	
Réfractomètres à main MASTER-2 $\alpha$		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-201 $\alpha$	
Réfractomètres à main MASTER-2T		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-301 $\alpha$	
Réfractomètres à main MASTER-2M		Réfractomètres digitaux SMART-1	
Réfractomètres à main MASTER-4 $\alpha$		Réfractomètres Abbe NAR-1T LIQUID	
Réfractomètres à main MASTER-4T		Réfractomètres Abbe NAR-1T SOLID	
Réfractomètres à main MASTER-4M		Réfractomètres Abbe NAR-2T	
Réfractomètres à main MASTER-53 $\alpha$		Réfractomètres Abbe NAR-3T	
Réfractomètres à main MASTER-53T			
Anciens produits concernés			
Réfractomètres à main N-2E		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-200	
Réfractomètres à main N-4E		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-300	
Réfractomètres à main N-50E		Réfractomètres digitaux "Palette" PR-2	
Réfractomètres à main ATC-2E		Réfractomètres digitaux DBX-55	
Réfractomètres à main N-2		Réfractomètres digitaux DBX-55A	
Réfractomètres à main N-3		Réfractomètres digitaux RX-1000	
Réfractomètres à main N-4		Réfractomètres digitaux RX-3000	
Réfractomètres à main H-50		Réfractomètres Abbe NAR-1T	
Réfractomètres à main H-80			

Solution Sucrée de Haute Précision (pour la confirmation de Brix) 10% ( $\pm 0.01\%$ )



Nom des pièces	Solution Sucrée 10% ( $\pm 0.01\%$ )	Référence	RE-111001
Concentration Brix	10.00 $\pm$ 0.01%	Contenance	Environ 5ml
* Durée de conservation pour ces solutions est 10 jours.			
Produits concernés			
Réfractomètres digitaux RX-9000 $\alpha$		Réfractomètres digitaux RX-7000 $\alpha$	
Réfractomètres digitaux RX-5000 $\alpha$		Réfractomètres digitaux RX-5000	

Solution Sucrée de Haute Précision (pour la confirmation de Brix ) 30% ( $\pm 0.01\%$ )



Nom des pièces	Solution Sucrée 30% ( $\pm 0.01\%$ )	Référence	RE-113001
Concentration Brix	30.00 $\pm$ 0.01%	Contenance	Environ 5ml
* Durée de conservation pour ces solutions est 10 jours.			
Produits concernés			
Réfractomètres digitaux RX-9000 $\alpha$		Réfractomètres digitaux RX-7000 $\alpha$	
Réfractomètres digitaux RX-5000 $\alpha$		Réfractomètres digitaux RX-5000	

Solution Sucrée de Haute Précision (pour la confirmation de Brix ) 50% ( $\pm 0.02\%$ )



Nom des pièces	Solution Sucrée 50% ( $\pm 0.02\%$ )	Référence	RE-115002
Concentration Brix	50.00 $\pm$ 0.02%	Contenance	Environ 5ml
* Durée de conservation pour ces solutions est 10 jours.			
Produits concernés			
Réfractomètres digitaux RX-9000 $\alpha$		Réfractomètres digitaux RX-7000 $\alpha$	
Réfractomètres digitaux RX-5000 $\alpha$		Réfractomètres digitaux RX-5000	