

Eprouvette de centrifugeuse**3638**

Type Friese avec 2 bouchons

**Pipette d'homogénéisation**

Avec marquage à 5 ml et 25 ml, bouchon compris

3639

Diamètre extérieur: 24 mm

Longueur sans bouchon: 152 mm

**Douille de remplacement pour butyromètre**

Pour Nova Savety, n° d'art. 3670

3641

En laiton, à bords rabattus

Diamètre extérieur: 27 mm

Diamètre intérieur: 25,8 mm

Longueur: 170 mm

**Centrifugeuse Nova Safety**

Des milliers de centrifugeuses de ce type sont installées dans les laboratoires du monde entier. Elles se distinguent par leur grande robustesse et fiabilité. Cette centrifugeuse de table à rotor à tube d'orientation libre est utilisée pour déterminer les taux de lipides d'après la méthode de N. Gerber, ainsi que la solubilité du lait en poudre.

Caractéristiques:

Verrouillage automatique du couvercle

Freinage automatique (durée de freinage < 8 secs)

Minuterie pour réglage de la durée de centrifugation (numérique)

Chauffage réglé thermostatiquement à 65 °C

Nombre de butyromètres: max. 8

Données techniques:

ACR: 350 g +/- 50 g

Vitesse de rotation: 350 tr/min

Rayon effectif: 160 mm

Poids: 13 kg

3670

Dimensions (L x l x H): 470 x 380 x 230 mm

